













Granudacyn®	Mepilex® Border Flex Lite	Mepilex® Border Flex	Mepilex® XT	Mepilex® Heel	Mepilex® Ag
Lösung und Gel zum Reinigen, Befeuchten und Spülen	Selbsthaftender, flexibler, dünner Schaumverband	Flexibler, selbsthaftender Schaumverband	Innovativer Schaumverband für alle Wundphasen	Schaumverband für die Ferse	Antimikrobieller Schaumverband
					
					
Akute und chronische Wunden	Epithelisierende Wunde	Ulcus cruris	Ulcus cruris	Spezialform für die Ferse	Infizierte Wunde

Exufiber® Ag+	Mepitel® One	Mextra® Superabsorbent	Exufiber®	Tubifast®
Antimikrobieller, gelbildender Faserverband mit Hydrolock® Technologie	Einseitig beschichtete Wundauflage (Silikon-Tüll)	Superabsorbierende Saugkompressen mit flüssigkeits-abweisender Rückseite	Gelbildender Faserverband	Elastischer Schlauchverband
				
				
Diabetisches Fußulcus	Schürfwunde	Mäßig bis sehr stark exsudierende Wunden	Dekubitus	Abdeckung und Sicherung von Primärverbänden

-  kein bis geringes Exsudat
-  mäßiges Exsudat
-  starkes Exsudat
-  sehr starkes Exsudat
-  kein bis starkes Exsudat. Bei starkem Exsudat bitte Sekundärverband verwenden!
-  Fixierung notwendig
-  zuschneidbar
-  waschbar
-  antimikrobielle Wirkung
-  sehr geringes Allergiepotezial
-  duschfest
-  viren- und bakterienundurchlässig
-  Sekundärverband notwendig
-  Sekundärverband möglich


Bitte achten Sie bei der Verschreibung unserer Produkte auf die Verwendung der Original-PZN.
Aktuelle Informationen zur Erstattungsfähigkeit finden Sie unter www.molnlycke.de/leistungen-erstattung/

Stand: Juli 2023



WELCHER VERBAND FÜR WELCHE WUNDE?

EINFACH.
MACHEN.
Wundversorgung
mit Mölnlycke®



* Risikoeinschätzung z. B. nach W.A.R. Score. ** Einschätzung z. B. nach TILI-Score Version 2.0.

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Karton
Granudacyn®			
Wundspüllösungen			
36 01 50	50 ml	15 23 26 15	20
36 01 00	250 ml	11 86 51 40	15
36 01 01	500 ml	11 86 51 63	12
36 01 02	1000 ml	11 86 52 00	6
36 01 03	500 ml	11 86 52 17	12
36 01 04	1000 ml	11 86 52 46	6
Wundgele			
36 01 07	50 g	11 86 52 69	12
36 01 08	100 g	11 86 52 81	12
36 01 06	250 g	12 60 80 20	15

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mepilex® Border Flex Lite			
58 10 60	4 x 5 cm	16 22 64 91	10
58 11 00	5 x 12,5 cm	16 22 65 22	5
58 12 60	7,5 x 7,5 cm	16 22 65 16	5
58 13 60	10 x 10 cm	16 22 65 39	5
58 15 00	15 x 15 cm	16 22 65 45	5

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Karton
Mepilex® Border Flex			
59 52 60	7,5 x 7,5 cm	12 59 59 84	10
59 53 60	10 x 10 cm	12 59 60 09	10
59 50 60	12,5 x 12,5 cm	12 59 60 15	10
59 54 11	15 x 15 cm	12 59 60 21	10
59 56 11	15 x 20 cm	12 59 60 38	10
59 58 00	10 x 20 cm	17 14 62 16	10
59 59 00	10 x 30 cm	17 14 62 39	10
58 35 00	7,8 x 10 cm	14 41 21 43	5
58 33 00	13 x 16 cm	14 41 21 95	5
58 34 00	15 x 19 cm	14 41 22 03	5

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mepilex® XT			
21 10 15	5 x 5 cm	11 30 38 38	5
21 11 00	10 x 10 cm	07 05 23 36	5
21 12 00	10 x 20 cm	07 05 23 42	5
21 13 00	15 x 15 cm	07 05 23 59	5
21 14 00	20 x 20 cm	07 05 23 65	5
21 15 00	20 x 50 cm	11 47 94 60	2

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mepilex® Heel			
28 81 00	13 x 20 cm	04 79 10 62	5

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mepilex® Ag			
28 70 50	10 x 10 cm	09 06 26 81	10
28 72 10	10 x 20 cm	02 22 72 39	5
28 73 10	15 x 15 cm	02 22 72 74	5
28 74 10	20 x 20 cm	02 23 09 68	5
28 75 10	20 x 50 cm	01 23 54 61	2

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Exufiber® Ag+			
60 34 01	5 x 5 cm	14 02 16 03	10
60 34 02	10 x 10 cm	14 02 16 32	10
60 34 03	15 x 15 cm	14 02 16 49	10
60 34 04	4,5 x 10 cm	14 03 93 59	10
60 34 05	4,5 x 20 cm	14 03 93 65	10
60 34 06	4,5 x 30 cm	14 03 93 71	10
60 34 07	20 x 30 cm	14 02 16 55	5

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Tamponade			
60 34 00	2 x 45 cm	14 02 15 95	5

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mepitel® One			
Mit Abziehhilfe			
28 91 70	6 x 7 cm	14 33 30 99	5
28 92 70	9 x 10 cm	14 33 31 07	5
28 94 70	13 x 15 cm	14 33 31 13	5
Ohne Abziehhilfe			
28 91 00	5 x 7,5 cm	03 08 97 27	10
28 93 00	7,5 x 10 cm	03 09 00 15	10
28 95 00	10 x 18 cm	09 50 47 59	10
28 97 00	17 x 25 cm	09 50 84 50	5
28 97 50	27,5 x 50 cm	11 02 88 46	2
Spenderbox			
28 91 10	6 x 7 cm	16 26 10 79	70
28 92 10	9 x 10 cm	16 26 10 85	70

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mextra® Superabsorbent			
61 00 00	12,5 x 12,5 cm	12 51 30 87	10
61 01 00	12,5 x 17,5 cm	12 51 31 01	10
61 02 00	12,5 x 22,5 cm	12 51 31 18	10
61 03 00	17,5 x 22,5 cm	12 51 31 24	10
61 04 00	22,5 x 27,5 cm	12 51 31 53	10
61 05 00	22,5 x 32,5 cm	12 51 31 76	10
61 06 00	22,5 x 42,5 cm	12 51 31 82	10

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Exufiber®			
70 99 00	5 x 5 cm	14 02 16 61	10
70 99 01	10 x 10 cm	14 02 16 78	10
70 99 03	15 x 15 cm	14 02 16 84	10
70 99 04	20 x 30 cm	14 03 93 13	5
70 99 05	4,5 x 10 cm	14 03 93 36	10
70 99 06	4,5 x 20 cm	14 02 16 90	10
70 99 07	4,5 x 30 cm	14 03 93 42	10
Tamponaden			
70 99 08	1 x 45 cm	14 02 17 15	5
70 99 09	2 x 45 cm	14 02 17 09	5

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Karton
Tubifast®			
10 m Länge, auf Rolle – unsteril			
24 34	Rot (3,5 cm)	09 93 26 91	1
24 36	Grün (5 cm)	09 93 27 16	1
24 38	Blau (7,5 cm)	09 93 27 39	1
24 40	Gelb (10,75 cm)	09 93 27 45	1
24 44	Violett (20 cm)	09 93 27 68	1
1 m Länge, einzeln verpackt			
24 80	Rot (3,5 cm)	09 93 27 74	12
24 81	Grün (5 cm)	09 93 27 80	12
24 82	Blau (7,5 cm)	09 93 27 97	12
24 83	Gelb (10,75 cm)	09 93 28 05	12
24 79	Violett (20 cm)	09 93 28 11	12